

▲ SMRČEK DENTAL

VYCHYTÁVKY

od 9. 10. 2023 do 22. 12. 2023

NEBO DO VYPRODÁNÍ
SKLADOVÝCH ZÁSOB

TENTO MATERIÁL A INFORMACE V NĚM JSOU URČENY
POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ

*To nejlepší
pro vaši
ordinaci*



**NAKUPTE U NÁS
ZA 9490 Kč A ZÍSKEJTE
KVALITNÍ FLEECOVOU
VESTU ZA 1 Kč**

www.smrcek-dental.cz · eshop.smrcek-dental.cz
www.youtube.com/smrcekdental · www.facebook.com/smrcekdental

Sekční matricový systém

Pro výplně kavity třídy II

Uživatelsky přívětivý sekční matricový systém s předtvarovanými maticemi je ideální pro dosažení přirozených, těsných a anatomicky správných kontur a kontaktů.



Matrice

- předtvarovaná matrice kopíruje zub a nabízí optimální kontakt
- tloušťka 0,045 mm
- s perforovaným páskem pro snadné vkládání a vyjímání

Kroužky

- odolné a elastické
- drží klínek pevně na místě
- vyrobeno z nikl-titanového kovu a polyamidového plastu
- inovativní design pro delší životnost
- snadná montáž

Klíčky

- tvarované, pro anatomické umístění mezi zuby
- vyrobeno z polypropylenu
- s otvorem pro snadné vkládání a vyjímání klínku

-20%

Matrice 4,5 mm, balení 100 ks, 305799	2767 Kč	2214 Kč
Matrice 5,5 mm, balení 100 ks, 305800	2767 Kč	2214 Kč
Matrice 6,5 mm, balení 100 ks, 305801	2767 Kč	2214 Kč
Kroužek univerzální, balení 2 ks, 305802	7359 Kč	5887 Kč
Kroužek úzký, balení 2 ks, 305803	7359 Kč	5887 Kč
Kroužek univerzální 1 ks, kroužek úzký 1 ks, 305804	7359 Kč	5887 Kč
Klíčky small, žluté, balení 100 ks, 305796	981 Kč	785 Kč
Klíčky medium, modré, balení 100 ks, 305797	981 Kč	785 Kč
Klíčky large, oranžové, balení 100 ks, 305798	981 Kč	785 Kč

Zubní zrcátko, nemlžící se



Kvalitní zubní zrcátko se zvýšenou odrazivostí a příjemným jasným obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátko nezamlžuje v ústech pacienta.

- vyrobeno z nerezové oceli
- vhodné pro všechny obvyklé způsoby použití
- standardní závit, vhodný pro všechna standardní držátka
- bez niklu

Velikost 4, konkávní, balení 12 ks, 143061	1171 Kč	937 Kč
Velikost 5, konkávní, balení 12 ks, 143063	1171 Kč	937 Kč
Velikost 4, ploché, balení 12 ks, 143062	1171 Kč	937 Kč
Velikost 5, ploché, balení 12 ks, 143064	1171 Kč	937 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.



V praktickém
balení Flowpack!



od
316 Kč

ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive Flowpack vlhčené ubrousky

Jako zdravotnický prostředek: Vlhčené ubrousky připravené k použití pro profylaktickou povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických produktů v oblasti lékařství.

Jako biocidní přípravek: Vlhčené ubrousky připravené k použití pro dezinfekci malých ploch. Velmi dobrá materiálová snášenlivost i s materiály jinak neslučitelnými s alkoholem. Doba použitelnosti 28 dní po prvním otevření.

- vynikající materiálová kompatibilita, např. s tablety, akrylovým sklem nebo citlivou umělou kůží
- výrazně snížený obsah alkoholu se špičkovou účinností
- bez aldehydů, bez etanolu, bez fenolu
- vůně: neutrální
- parametry materiálu: 50 g/m², 20 × 30 cm
- omezeně virucidní PLUS

Spektrum účinnosti: Baktericidní (včetně MRSA), kvasinkocidní (Candida albicans), tuberkulocidní (M. terrae), omezeně virucidní PLUS

Doba působení pro vlhčené ubrousky:

Bakterie a Candida albicans podle EN 16615 a VAH při vysoké zátěži: 1 min
Bakterie dle EN 13727, EN 1276, EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min
Candida albicans dle EN 13624, EN 1650, EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min
Patogen TbB (tuberkulóza) (M. terrae) a mykobakterie (M. avium) podle EN 14348 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min.

„Omezeně virucidní“ (obalené viry jako HBV, HIV, HCV podle EN 14476, vysoká zátěž): koncentrát 1 min.

„Limited virucidní PLUS“ (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) a noro, adeno a rota viry podle EN 14476 (nízká zátěž): koncentrát 1 min.

Polyoma SV40 (RKI/DVV s napětím): koncentrát 1 min.

Upozornění: Ubrousky splňují požadavky DIN EN 16615 (4-felder test).

100 g obsahuje: 0,48 g Didecylidimethylammoniumchlorid, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

Sáček, 80 vlhčených ubrousků, L, 20 × 30 cm, 301761	395 Kč	356 Kč
6 ks	2370 Kč	1896 Kč



1 l od
260 Kč



ORBI-Sept dezinfekce nástrojů Plus

S dezinfekcí nástrojů ORBI-Sept plus nabízí ORBIS další úroveň v každodenní dezinfekci nástrojů. Koncentrát splňuje požadavky na kompletní virucidní ochranu a je zdravotnickým produktem, který splňuje nejvyšší standardy dezinfekčního výkonu a materiálové kompatibility pro všechny (chirurgické) nástroje v zubních ordinacích.

- lze použít již od 1% ředění
- bez aldehydů a fenolů
- vynikající korozní chování
- vhodné pro použití v ultrazvukové lázni
- pracovní roztok je biologicky odbouratelný
- nádoba je recyklovatelná
- nádobu o objemu 1 litr lze použít k dávkování koncentrátu

Účinnost a doba expozice:

Baktericidní (včetně MRSA) a kvasinkocidní podle EN 13727 a EN 13624 (vysoká expozice): 3 % 15 min, 1 % 30 min

Tuberkulocid (M. terrae) podle EN14348 (vysoká expozice): 3 % 15 min, 2 % 30 min

Sporicid podle EN 13704: 1 % 60 min, 3 % 30 min

Kompletní inaktivace viru (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/Covid19/HPV/Adeno/Polio) podle EN14476: 3 % 15 min

Rota a Noro viry dle EN 14476 (vysoká zátěž): 3 % 15 min

100 g koncentrátu obsahuje: 8,0 g benzalkoniumchloridu, 4,0 g dodecylidipropylentriaminu

Láhev 1 litr, 302695	582 Kč	524 Kč
Kanystř 10 litrů, 302696	3253 Kč	2602 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.



od
260 Kč



183 Kč



552 Kč

DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálku. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17 % EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.

- připraven k použití
- pro účinné odstranění smear vrstvy
- pH 8

Láhev 100 ml, 306608	325 Kč	260 Kč
Láhev 500 ml, 306609	600 Kč	480 Kč

Hypodest Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.

Láhev 100 ml, 306610	229 Kč	183 Kč
----------------------	---------------	---------------

Klorodest Chlorhexidine CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětovné navlhčení preparovaného povrchu

Láhev 1 l, 306612	690 Kč	552 Kč
-------------------	---------------	---------------

Hygienický ochranný obal pro OPG

Hygienické ochranné kryty z tenké PE fólie pro OPG skusové bloky a kontaktní segmenty. Vhodné pro mnoho standardních rentgenových přístrojů na trhu.

- měkký, ale odolný proti roztržení
- žádné ostré hrany
- bez zápachu
- bez latexu
- v praktickém dávkovacím boxu: jednotlivé ochranné obaly lze vyjmout z boxu a rozvinout

Obal na skusový nástavec OPG 84×40 mm, 500 ks, 304485	890 Kč	712 Kč
Obal pro OPG 25×40 mm, 500 ks, 304486	890 Kč	712 Kč



712 Kč

Kořenové nástroje ORBIS

- vyrobeno z nerezové oceli nejvyšší kvality
- super flexibilní
- vynikající řezný výkon
- speciální slitina oceli s vysokou pevností v lomu a vysokou flexibilitou
- jasná identifikace typu nástroje
- s autoklávatelnými, ergonomickými rukojeťmi s ISO kódem
- neaktivní hrot vede nástroj bezpečně v kanálku
- se silikonovými zarážkami
- délka: 25 mm



253 Kč



Hedstroem File steril

ORBIS Hedstroem File jsou sterilní Hedstroem nástroje pro vysoce účinnou preparaci pilovacím pohybem. ISO kódování: kolečko.

ISO 008, 282801	ISO 045, 282809
ISO 010, 282802	ISO 050, 282810
ISO 015, 282803	ISO 055, 282811
ISO 020, 282804	ISO 060, 282812
ISO 025, 282805	ISO 070, 282813
ISO 030, 282806	ISO 080, 282814
ISO 035, 282807	ISO 015-040, 282815
ISO 040, 282808	ISO 045-080, 282816

Blistr 6 ks, 25 mm, sterilní

316 Kč **253 Kč**

K-File steril

ORBIS K-File jsou sterilní nástroje pro všechny preparační techniky kořenových kanálků rotačním a pilovacím pohybem. ISO kódování: čtverec.

ISO 006, 282784	ISO 030, 282790
ISO 008, 282785	ISO 035, 282791
ISO 010, 282786	ISO 040, 282792
ISO 015, 282787	ISO 045, 282793
ISO 020, 282788	ISO 050, 282794
ISO 025, 282789	ISO 015-040, 282799

Blistr 6 ks, 25 mm, sterilní

334 Kč **267 Kč**

267 Kč



267 Kč



K-Reamer steril

ORBIS K-Reamer jsou sterilní nástroje pro bezpečnou preparaci kořenových kanálků rotačním pohybem. ISO kódování: trojúhelník.

ISO 008, 282817	ISO 030, 282822
ISO 010, 282818	ISO 035, 282823
ISO 015, 282819	ISO 040, 282824
ISO 020, 282820	ISO 045, 282825
ISO 025, 282821	ISO 050, 282826

Blistr 6 ks, 25 mm, sterilní

334 Kč **267 Kč**

ORBIS

928 Kč



ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znecitlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílepe k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin. ORBIS Fluoride varnish je ethanolová suspenze kalafuny s umělou příchutí máty a sladícím účinkem xylitolu.

1 ml ORBIS Fluoride varnish obsahuje 50 mg fluoridu sodného, což odpovídá 22,6 mg fluoridu.

- mátová příchut'
- barva: bělavá

Tuba 10 ml, 282602

1092 Kč 928 Kč

ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čistícímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

- obsahuje 0,12 % Chlorhexidylgluconat

Láhev 5 000 ml, 268839

985 Kč 837 Kč

Dávkovací pumpička, 28342

469 Kč



837 Kč

ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čistícímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

- 0,1 % benzalkonium chlorid
- 0,05 % fluorid sodný
- bez alkoholu
- připraveno k okamžitému použití

Láhev 100 ml, 239100

86 Kč 73 Kč

Láhev pro pacienta, 300 ml, 239115

223 Kč 190 Kč

Láhev pro ordinaci, 5 000 ml, 239120

975 Kč 829 Kč

Dávkovací pumpička, 28342

469 Kč



od 73 Kč

ORBI-Flex Scaler

Flexibilní páska pro odstranění zubního kamene a plaku z mezizubního prostoru. Páska má z jedné strany brusné zrna a z druhé strany je hladká.

- šířka: 5 mm
- tloušťka: 0,045 mm
- vyrobeno z nerezové oceli

Částečně perforovaná s hrubým zrnem, role 2 m, 278352

370 Kč 315 Kč

Částečně perforovaná s jemným zrnem, role 2 m, 278353

370 Kč 315 Kč

Plně perforovaná s hrubým zrnem, role 2 m, 278354

469 Kč 399 Kč

Plně perforovaná s jemným zrnem, role 2 m, 278355

469 Kč 399 Kč



od 315 Kč

SMRČEK DENTAL


www.smrcek-dental.cz



Nízká
abrazivita

723 Kč

686 Kč



ORBI-Prophy Powder PLUS

Profilaktický prášek ORBI-Prophy Powder PLUS na bázi tagatózy lze použít v sub- a supragingivální oblasti. Přináší vynikající čistící výkon s minimální časovou náročností, ale je zvláště šetrný k pacientovým zubům. Nízká abrazivita, vynikající čistící výkon a rychlost čištění. Vynikající a efektivní hladký povrchu zubu. Tagatóza je nekariogenní a velmi šetrná k zubům. Vhodné i pro diabetiky.

- na bázi tagatózy
- supra- a subgingivální aplikace
- vynikající čistící a lešticí účinek
- velikost zrn 15 µm
- neutrální chuť

Láhev 120 g, 278006

851 Kč 723 Kč

ORBI-Prophy Powder PERIO

Profilaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť

Perio, neutrální, láhev 100 g, 278004

807 Kč 686 Kč

ORBI-Prophy Powder classic

Profilaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlčitanu sodného je klasický profilaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupu zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici čtyři příchutě

Standard, černý rybíz, láhev 300 g, 278003	807 Kč	686 Kč
Standard, třešeň, láhev 300 g, 278000	807 Kč	686 Kč
Standard, citron, láhev 300 g, 278002	807 Kč	686 Kč
Standard, mentol, láhev 300 g, 278001	807 Kč	686 Kč

ORBI-Prophy Powder SOFT

Profilaktický prášek ORBI-Prophy Powder SOFT na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Je vhodný pro jemné a šetrné odstranění lehkých až středních zabarvení v supragingivální oblasti. Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supragingivální aplikace
- jemné a šetrné odstranění zabarvení
- velikost zrn 65 µm
- neutrální chuť

Soft, neutrální, láhev 200 g, 278005

807 Kč 686 Kč



686 Kč

686 Kč



265 Kč



265 Kč

ORBI-Prophy Paste, profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchuť
- neobsahuje kalafunu

Poznámka:

Pro použití s čisticími a lešticími kartáčky ORBIS obj. č. 193090 a 243106 a ORBI profylaktickými kalíškami obj. č. 245661 a 245662.

RDA 250, modrá, tuba 95 g, 245485	312 Kč	265 Kč
RDA 170, zelená, tuba 95 g, 245484	312 Kč	265 Kč
RDA 120, růžová, tuba 95 g, 245483	312 Kč	265 Kč
RDA 40, žlutá, tuba 95 g, 245481	312 Kč	265 Kč

ORBI-Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchuť
- amorfni oxid křemičitý

Poznámka:

Pro použití s čisticími a lešticími kartáčky ORBIS obj. č. 193090 a 243106 a ORBI profylaktickými kalíškami obj. č. 245661 a 245662.

Tuba 95 g, 245466	312 Kč	265 Kč
-------------------	---------------	---------------

922 Kč



Kartáčky k čištění a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu
- doporučené otáčky: max. 5 000 ot/min

Nylonová vlákna normal, bílý, balení 100 ks, 193090	1085 Kč	922 Kč
Nylonová vlákna měkká, růžový, balení 100 ks, 243106	1085 Kč	922 Kč

299 Kč



ORBI profylaktické lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulků
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku
- doporučené otáčky: max. 10 000 ot/min

Modrý, balení 24 ks, 245661	352 Kč	299 Kč
Žlutý, balení 24 ks, 245662	352 Kč	299 Kč

Interdental Brush

Mezizubní kartáčky lze použít na čištění mezizubních prostorů, implantáty, držáky atd. Dodává se s ochranným krytem pro přepravu.

Růžový, Ø 0,4, balení 8 ks, 266574	62 Kč	53 Kč
Oranžový, Ø 0,45, balení 8, ks 266575	62 Kč	53 Kč
Červený, Ø 0,5, balení 8 ks, 266576	62 Kč	53 Kč
Modrý, Ø 0,6, balení 8 ks, 266577	62 Kč	53 Kč
Žlutý, Ø 0,7, balení 8 ks, 266578	62 Kč	53 Kč
Zelený, Ø 0,8, balení 8 ks, 266579	62 Kč	53 Kč



53 Kč

ORBIS-Green Flosser



ORBIS-Green Flosser – udržitelná alternativa dentální nitě ve vašem každodenním životě

- s rukojetí vyrobenou z kompozitu 40 % kukuřičného škrobu a 60 % PP materiálů – udržitelná alternativa k běžným plastovým rukojetím
- dvojité závitové dentální nitě umožňují efektivní čištění
- ergonomický tvar pro snadnou manipulaci i na těžko dostupných místech
- baleno v ekologickém papírovém sáčku
- se svěží mátovou chutí
- citlivé čištění
- ergonomické provedení držadla

Balení 32 ks, 277636

78 Kč 66 Kč



66 Kč

Zubní nit voskovaná

- voskovaná zubní nit z polyamidu 6.6
- mátová příchut'
- délka 50 m
- hygienický box s integrovanou západkou, měkčený v místě úchopu

Zubní nit, 1 ks, 266921	62 Kč	53 Kč
-------------------------	-------	-------

Flosser

Dentální nit s držátkem - ideální na cesty.

Balení 32 ks, 267264	31 Kč	26 Kč
----------------------	-------	-------

Interdental Soft Pick

20 mezizubních měkkých párátek včetně přepravního boxu. Multifunkční: Jeden konec lze použít jako běžný mezizubní kartáček, druhý konec jako párátko.

Balení 20 ks, 266580	62 Kč	53 Kč
----------------------	-------	-------



53 Kč

26 Kč

53 Kč

1658 Kč



1186 Kč



A-Silikon classic

Precizní otiskovací systém na bázi A-silikonu pro otisky korunek a můstků, inlay/onlay otisky, parciální korunky, funkční a transferové otisky

Putty/Putty Soft: Adičně tuhnoucí otiskovací materiál, který překvapí zvláště hladkým, nelepivým chováním při míchání a zajišťuje dostatečný otiskovací efekt s konečnou tvrdostí Shore A 70 (Putty) nebo Shore A 60 (Putty Soft). Oba slouží jako předběžný otiskovací materiál pro korekční otisk (2krokový systém) a situační otisky. Putty Soft lze také použít jako základní materiál pro techniku dvojitého míchání (1krokový systém). Dávkování: 1:1. Doba míchání: 30 sec.

Light: Snadno tekoucí, adičně tuhnoucí silikon pro korekční otisky a techniku dvojitého míchání. Extrémně jemný, hydrofilní s optimální stabilitou pro maximální přesnost, vynikající elastické vlastnosti zabráňují strhnutí materiálu při sejmutí otisku z úst.

Medium: Středně tekoucí, adičně tuhnoucí silikon pro korekční otisky a techniku dvojitého míchání. Dobrá hydrofilita a vysoká tixotropie vedou k optimálnímu obtékání a přesné reprodukci detailů ve vlhkém prostředí.

Heavy: Těžce tekoucí podkladový materiál pro techniku double-mix (1kroková) a situační otisky, adičně tuhnoucí, s dobrou stabilitou, vysokou přesností a trvalou rozměrovou stálostí.

- doba zpracování: variabilní až 2 min
- doba tuhnutí v ústech: 2 min
- celková doba tuhnutí: 2-4 min
- vysoká přesnost
- barva čirá

Putty Soft (modrá), 300 ml báze + 300 ml katalyzátor, 302003	1950 Kč	1658 Kč
Putty Soft (modrá), 2 x 380 ml kartuše, 302004	5455 Kč	4637 Kč
Korekční hmota Light, lehce tekoucí (růžová), 2 x 50 ml kartuše, 12 míchacích kanyl žlutých, 149748	1395 Kč	1186 Kč
Korekční hmota Medium, středně tekoucí (fialová), 2 x 50 ml kartuše, 12 míchacích kanyl růžových, 149753	1395 Kč	1186 Kč
Korekční hmota Heavy, těžce tekoucí (modrofialová), 2 x 50 ml kartuše, 6 míchacích kanyl zelených, 302005	1395 Kč	1183 Kč

Míchací kanyly

ORBIS míchací kanyly lze použít na originální materiály od různých výrobců.

žlutá/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169173	1536 Kč	1306 Kč
růžová/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169174	1536 Kč	1306 Kč
zelená/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169175	1536 Kč	1306 Kč

Intraorální špičky A

Příslušenství pro registraci otisků a skusů

Intraorální špičky A žluté, vhodné pro následující míchací kanyly:

- míchací kanyla žlutá/bílá
- míchací kanyla žlutá/modrá
- míchací kanyla žlutá/oranžová
- míchací kanyla modrá/bílá tupá



Intraorální špičky, typ A, žluté, balení 96 ks 149712 **1137 Kč 966 Kč**

Dynamické míchací špičky

Míchací špičky pro ORBIS Dental A-Silikon dynamic.



Dynamické míchací špičky 5:1, pro typ A + B, balení 40 ks, 177349 **2158 Kč 1834 Kč**

Uzavírací kroužky pro míchací špičky 5:1, balení 2 ks, 177350 **436 Kč 371 Kč**

2870 Kč



Míchací pistole

Příslušenství pro registraci otisků a skusů
Pro kartušové systémy 1:1 a 1:2

Míchací pistole 1:1/2:1, 149713 **3376 Kč 2870 Kč**

ORBI-Bite

Materiál pro registraci skusu na bázi A-silikonu, v kartuši. Rychlá, snadná a bezpečná aplikace. ORBI-bite je stabilní, tixotropní, velmi snadno se míchá a opracovává, rozměrově stabilní. Doba zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 60 s.

- koncová tvrdost: Shore A 85
- barva: žlutá
- mátová příchut'

2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených, 149646 **1157 Kč 983 Kč**



ORBI-Bite granit

Materiál pro registraci skusu na bázi A-silikonu, v kartuši. Rychlá, snadná a bezpečná aplikace. ORBI-bite granit je stabilní, tixotropní, velmi snadno se míchá a opracovává, tvarově stabilní, velmi krátká doba tuhnutí. To znamená úlevu pacienta a vyhnutí se zkreslené registraci skusu. Doba zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 30 s.

- koncová tvrdost: Shore D 45
- barva: tyrkysová
- mátová příchut'

2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených, 149649 **1328 Kč 1129 Kč**

1129 Kč

ORBI-Bite green

Doplňkový materiál pro registraci skusu, v kartuši, stabilní, tixotropní s vynikající rozměrovou stabilitou. Díky konečné tvrdosti velmi dobře opracovatelný. Čas zpracování včetně času míchání 30 s, doba tuhnutí v ústech 45 s, celková doba tuhnutí 1 min 30 s.

- koncová tvrdost: Shore A 95
- barva: zelená
- jablečná příchut'

2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených, 216641 **1238 Kč 1052 Kč**



1052 Kč

ORBI-Bite scan

Doplňkový, skenovatelný materiál pro registraci skusu, v kartuši. Stabilní, tixotropní s vynikající rozměrovou stabilitou a s jemnou ostroží vykresluje detaily. Díky konečné tvrdosti velmi dobře opracovatelný. ORBI-bite scan byl speciálně vyvinut pro použití v CAD / CAM systémech. Nové, speciální složení způsobuje vynikající 3D reprodukci zachycených dat, např. okluzní povrchy, antagonisty, přípravky. Nevyžaduje použití kontrastních prášků. Čas zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 30 s.

- koncová tvrdost: Shore D 45
- barva: žlutá
- mátová příchut'

2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených, 216640 **1714 Kč 1457 Kč**

1457 Kč

Ideální pro
CAD / CAM
systémy

ORBI-Bite transpa

Průhledný, dodatečně vytvrzující silikon pro reprodukci povrchů zubů a skusových žvýkacích ploch zhotovených ze světlem tuhnečím kompozitu. Při použití jako registrační materiál pro skus je přímá viditelnost a tím kontrola správného skusu díky velmi vysoké transparentnosti. Doba zpracování je 30 s, doba tuhnutí v ústech je 60 s.

- koncová tvrdost: Shore A 70
- barva: transparentní
- mátová příchut'

2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených, 216639 **1612 Kč 1370 Kč**



1370 Kč

Leptací gel (kyselina fosforečná)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.

Pouze pro stomatologické účely.

Poznámka:

Vhodné aplikační kanyly ORBI obj. č. 243488, 243489, 243490, 243491.

Refill 50 ml leptací gel, 10 aplikačních stříkaček,
50 aplikačních kanyl, 149487

1658 Kč 1409 Kč

Aplikační kanyly, Ø 0,7 mm, 25 ks, 149511

248 Kč 211 Kč

ORBI-Strips diamantovaný pásek

Pomůcka pro aproximální výplně z kompozitů, plastů, skloionomerních cementů a amalgámů. Opakovaně použitelné, diamant nanesený na jedné straně, perforované, vysoká flexibilita, sterilizovatelné v autoklávu.

Modrý, střední, 2,5 mm, 10 ks, 265457 **1359 Kč 1155 Kč**

Červený, jemný, 2,5 mm, 10 ks, 265458 **1359 Kč 1155 Kč**

Modrý, střední, 3,75 mm, 10 ks, 265459 **1429 Kč 1215 Kč**

Červený, jemný, 3,75 mm, 10 ks, 265460 **1429 Kč 1215 Kč**

Leptací gel na keramiku (kyselina fluorovodíková)

Leptací gel na bázi kyseliny fluorovodíkové (5% hmotnostních jednotek). Slouží k vytvoření retenčního povrchu na keramických pracích, jako jsou inlay, onlay, nebo korunky. Významně zvyšuje adhezi připevňované keramiky. Červené zbarvení zaručuje dobré rozpoznání a vymezení rozhraní keramiky.

Upozornění: Leptací gel na keramiku je určen pouze pro extraorální aplikaci!



Lahvička 6 ml, 177941

1094 Kč 930 Kč

Kofferdam, bez latexu

Bezlatexová, flexibilní, odolná kofferdamová blána s vysokou pevností proti roztržení, pro udržení suchého pracovního pole. 20 listů balených ve vakuovém obalu pro delší zachování elastických, flexibilních vlastností.

- bez latexu
- bez pudru
- barva: světle modrá
- tloušťka: střední
- velikost 15 × 15 cm



Balení 20 listů, 283942

1023 Kč 870 Kč

Kofferdam, s latexem

Pružná, odolná kofferdamová blána vyrobená z latexu s vysokou pevností proti roztržení, pro udržení suchého pracovního pole. 36 listů balených ve vakuovém obalu pro delší zachování elastických, flexibilních vlastností.

- s latexem
- lehce pudrovány
- barva: tmavě zelená
- tloušťka: střední (0,18–0,23 mm)
- velikost 15 × 15 cm



Balení 36 listů, 283943

764 Kč 649 Kč

Endo-box černý

Pro snadné ukládání a čištění kořenových nástrojů.

- sterilizovatelný v autoklávu
- barva: černá
- kompatibilní s vložkou z pěnové hmoty ORBI obj. č. 190501.



1 ks, 266930

335 Kč 285 Kč

Vložka z pěnové hmoty

Tyto vložky z jemné pěnové hmoty jsou ideální pro běžné stojanky na kořenové nástroje, jako jsou ORBI Endo-box, Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc apod.



Výška 1 cm/Ø 5 cm, např. pro Clean Stand, 25 ks, 190500

224 Kč 190 Kč

Výška 0,5 cm/Ø 5 cm, např. pro ORBI Endo-box a Interim Stand, 50 ks, 190501

224 Kč 190 Kč

Cavity Liner LC

Světlem tuhnoucí, rentgenokонтрастní hydroxid vápenatý pro nepřímé překrytí pulpy pod všechny výplňové materiály

- úspora času
- vytvrzování světlem
- jednosložkový materiál připravený k okamžitému použití
- odolný vůči kyselinám
- podporuje tvorbu sekundárního dentinu

Stříkačky 2 × 2 ml, 20 aplikačních kanyl, 282601

1393 Kč 1184 Kč



1184 Kč

ResinoCal LC

ORBIS ResinoCal LC je světlem tuhnoucí, pryskyřičí vyztužený krycí materiál pulpy s plnidly MTA pro přímé i nepřímé překrytí pulpy pod všemi výplněmi, navržený tak, aby fungoval jako bariéra a chránil pulpu. Díky tixotropním vlastnostem a dodávanému hrotu ORBIS ResinoCal lze ORBIS ResinoCal LC velmi přesně aplikovat i na preparace hlubokých kavit. Materiál pak může být řízeným způsobem vytvrzován světlem.

- vytvrzování světlem
- 100% biokompatibilní (bez Bis-GMA)
- jednosložkový materiál připravený k okamžitému použití
- chrání pulpu
- podporuje tvorbu sekundárního dentinu

Stříkačky 4 × 1 g, 24 aplikačních kanyl, 282600

3789 Kč 3221 Kč



3221 Kč

MTA cement

ORBIS MTA cement je endodontický opravný cement, který je vhodný pro utěsnění kořenových perforací v důsledku ošetření kořenového kanálku, překrytí pulpy, ortográdního uzavěru kořenového kanálku v apikální oblasti a retrográdního uzavěru kořenového kanálku.

- biokompatibilní a bioaktivní permanentní cement
- vynikající okrajová adaptace díky adhezi k dentinu
- velmi nízká rozpustnost
- bakteriostatické
- vysoká radioopacita
- velmi snadná manipulace
- vynikající rozměrová stabilita
- skutečné biologické těsnění
- vynikající bariéra proti bakteriím a tekutinám
- snadné klinické dokumentování pomocí rentgenových snímků
- vynikající utěsnění hran

Ruční míchání, 1 g prášek, 3 ml tekutina, 283916

2039 Kč 1733 Kč

Kapsle 2 × 0,3 g, 283917

2065 Kč 1755 Kč



od 1733 Kč



Cap Applicator

ORBIS Cap Applicator pro intraorální dávkování dvousložkových dentálních materiálů (např. ORBIS MTA cement) z kapslí ORBIS

1 ks, 301212

2197 Kč 1867 Kč



1867 Kč

ORBIpol lešticí spirála pro keramiku

Třístupňový lešticí systém pro dosažení vysokého lesku na všech keramických materiálech. Má diamantová zrna pro maximální účinnost. Ideální pro rychlé povrchové korekce bez zapálení povrchu. Pro okluzní, incizální, labiální, bukální, lingvální a aproximální zpracování keramiky, lithium disilikátu a zirkonu.



NOVINKA

- tvar pro každou povrchovou texturu
- pracovní rychlost: 7 000–12 000 ot./min
- maximální otáčky: 20 000 ot./min



Varianty: Hrubá zrnitost, modrá, 10 ks, 300696
Střední zrnitost, růžová, 10 ks, 300697
Jemná zrnitost, šedá, 10 ks, 300698

balení
3519 Kč
2991 Kč


ORBIpol lešticí spirála pro kompozita

Dvoustupňový lešticí systém s diamantovými zrnky pro dosažení vysokého lesku na všech kompozitních materiálech. Dvě speciálně sladěné hrubosti zrn pro dosažení nejlepších výsledků i na velmi tvrdých kompozitech.



NOVINKA

- tvar vhodný pro každou povrchovou texturu
- pracovní rychlost: 3 000–8 000 ot./min
- maximální otáčky: 20 000 ot./min




Varianty: Střední zrnitost, růžová, 10 ks, 300694
Jemná zrnitost, šedá, 10 ks, 300695

balení
3519 Kč
2991 Kč

ORBIpol alloy-F

Nástroj pro tvarování amalgámu, bez rizika poškození zubní skloviny při práci. Vhodný i pro práci na okrajích výplně. Uchycení do kolénka (RA). Pro konečnou úpravu a leštění do vysokého lesku doporučujeme nástroje ORBIpol universal.

- doporučené otáčky: 5 000 ot/min




Varianty: Alloy-F, tmavě šedá, špička, 12 ks, 34006
Alloy-F, tmavě šedá, minišpička, 12 ks, 34007
Alloy-F, tmavě šedá, kalich, 12 ks, 34008

balení **848 Kč** **721 Kč**

ORBIpol ceram-P

Špičkové lešticí nástroje pro všechny keramické výplně i pro korunky plně nebo částečně keramické. Lešticí tělísko s přírodním diamantem vytváří v jednom kroku leštění vysoce lesklý povrch. Snadné použití – maximální úspora času!

- doporučené otáčky: 10 000 ot/min




Varianty: Ceram-P, šedá, špička, 6 ks, 34282
Ceram-P, šedá, minišpička, 6 ks, 34283
Ceram-P, šedá, kalich, 6 ks, 34284

balení **876 Kč** **745 Kč**

ORBIpol micro-P

Vysoce kvalitní lešticí nástroje pro hedvábný a dlouhotrvající lesk povrchu, vhodné pro kompozita a nanokompozita. Dlouhá životnost, výborné výsledky jen v jednom kroku leštění!

- doporučené otáčky: 5 000 ot/min



Varianty: Micro-P, žlutá, špička, 12 ks, 34354
Micro-P, žlutá, minišpička, 12 ks, 34355
Micro-P, žlutá, kalich, 12 ks, 34356

balení **848 Kč** **721 Kč**

ORBIpol universal

Dvoustupňový dokončovací a lešticí systém pro dokonalé povrchy bez rizika poškození zubní skloviny při intraorálním použití. Vhodné pro zlato, hybridní kompozita a amalgám. Používejte chlazení, mírný přitlak a doporučené otáčky. Hnědý ORBIpol universal-F se používá pro předběžné leštění, zelený ORBIpol universal-P pro dosažení bezvadného, vysokého lesku. Použití lešticích past není nutné.

- doporučené otáčky: 7 000 ot/min

Varianty: Universal F, hnědá, špička, 12 ks, 34228
Universal P, zelená, špička, 12 ks, 33943
Universal F, hnědá, minišpička, 12 ks, 34229
Universal P, zelená, minišpička, 12 ks, 33944
Universal F, hnědá, kalich, 12 ks, 34230
Universal P, zelená, kalich, 12 ks, 33945

balení
848 Kč
721 Kč



SMRČEK DENTAL

www.smrcek-dental.cz



Ochranné obaly

Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové folie. Optimalizované pro toto použití, nezkrasují snímek. Chrání personál a pacienty před křížovou kontaminací.

Vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie, vysoká průsvitnost, měkká folie šetrná k pacientovi, snadná manipulace, snadné otevírání, samolepící.

Ochranný obal, velikost 0, 22 × 35 mm, balení 300 ks, 15889	1364 Kč	1159 Kč
Ochranný obal, velikost 1, 24 × 40 mm, balení 300 ks, 15936	1364 Kč	1159 Kč
Ochranný obal, velikost 2, 31 × 41 mm, balení 300 ks, 15956	1364 Kč	1159 Kč
Obal rentgenového senzoru, střední, velikost 1, pro senzor 1,2 × 3 cm, balení 500 ks, 15957	661 Kč	562 Kč
Obal rentgenového senzoru, velký, velikost 2, pro senzor 2,3 × 4 cm, balení 500 ks, 15958	661 Kč	562 Kč

Vatové válečky

Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí v ústní dutině. Vyvážená směs vysoce čisté buničiny a přírodní bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu a pružnost. Baleno v sáčku, který válečky chrání před prachem a vlhkostí. Pro vložení do standardního zásobníku na bavlněné válečky, nevytváří žmolky, vysoká nasákavost, délka 38 mm, +/- 10 %.



Velikost 1, Ø 8 mm, balení 300 g, 276238	173 Kč	147 Kč
Velikost 2, Ø 10 mm, balení 300 g, 276239	173 Kč	147 Kč
Velikost 3, Ø 12 mm, balení 300 g, 276240	173 Kč	147 Kč

Sušicí tampony

Sušicí tampony usnadňují práci v zadní části úst, protože udržují ošetřovanou oblast suchou a čistou. Flexibilní a vysoce savé, dobře drží na sliznici úst, aplikace přímo na slinnou žlázu, snadné odstranění vodním sprejem.

Varianty:

Velké, balení 100 ks, 265448

Malé, balení 100 ks, 265447



balení **799 Kč** **679 Kč**

ORBI-Temp K&B

Samoleptací pastový kompozitní materiál v kartuši 4:1 pro zhotovení provizorních korunek a můstků, onlay a venerů přímo u pacienta. Materiál je zvláště vhodný pro výrobu velkých můstků díky své vysoké konečné tvrdosti a vysoké pružnosti. Vysoká stabilita je zvláště patrná na tenkých okrajích korunky. Materiál je proto velmi vhodný pro použití na prodloužení můstků. Vyznačuje se také dobrou estetikou, optimální leštitelností, vysokou stálostí barev a fluorescence.

Bez methylnmetakrylátu, neobsahuje bisfenol A, teplota vytvrzování je nižší než 40 °C, výborné hodnoty odolnosti v ohybu a otěru, nízké polymerační smrštění, extrémní přesnost, RTG kontrastní.

Provizorní korunky z materiálu ORBI-Temp K&B jsou v případě rozbití snadno opravitelné. Již vytvrzený materiál se s čerstvě namíchaným materiálem nebo se světlem tuhoucím kompozitem výborně chemicky váže a spoj je pevný.

ORBI-Temp K&B, barva A2, kartuše 50 ml, 6 míchacích kanyl, 266819	2605 Kč	2214 Kč
ORBI-Temp K&B, barva A3, kartuše 50 ml, 6 míchacích kanyl, 224924	2605 Kč	2214 Kč
ORBI-Temp K&B, barva A3,5, kartuše 50 ml, 6 míchacích kanyl, 266820	2605 Kč	2214 Kč
Míchací kanyly (modrá/oranžová), balení 50 ks, 169178	1707 Kč	1451 Kč



ORBI-Temp fixační cement NE

ORBI-Temp NE je snadno použitelný, dočasný fixační cement bez obsahu eugenolu v praktické mini-mix stříkačce. Tento cement pro jakoukoli dočasnou fixaci má vynikající přilnavost a lze jej snadno odstranit. ORBI-Temp NE také obsahuje hydroxid vápenatý pro podporu udržení vitality zubů. Neovlivňuje vytvrzování výplňových a fixačních materiálů na bázi pryskyřic.

Minimix-stříkačka 5 ml, 301197	1120 Kč	952 Kč
--------------------------------	----------------	---------------



- pevný a elastický materiál pro bezpečné přilnutí provizoria
- s bakteriostatickým hydroxidem vápenatým pro podporu tvorby podrážděného dentinu
- NE (No Eugenol, Eugenolfrei) – nízký alergický potenciál
- rychlé použití
- bezchybné míchání bez bublin
- přímá aplikace

Míchací kanyly, hnědá/bílá špičatá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 300909	1430 Kč	1216 Kč
--	----------------	----------------





80 Kč

Kelímek plastový

ORBIS

Jednorázový kelímek vyrobený z ekologicky nezávadného plastu, plně recyklovatelný. Stabilní a pevné provedení z materiálu v kvalitě pro potravinářské účely.

Bílé provedení: výška 73 mm, průměr horní 70 mm, průměr dna 47 mm
Barevné provedení: výška 83 mm, průměr horní 70 mm, průměr dna 47 mm
Oba typy kelímků jsou vhodné do standardního zásobníku.

Bílý, 150 ml, balení 100 ks, 148562/100
Modrý, 180 ml, balení 100 ks, 190020/100
Světle modrý, 180 ml, balení 100 ks, 190024/100
Žlutý, 180 ml, balení 100 ks, 190022/100
Červený, 180 ml, balení 100 ks, 190023/100
Zelený, 180 ml, balení 100 ks, 190021/100
Růžový, 180 ml, balení 100 ks, 190025/100
Fialový, 180 ml, balení 100 ks, 250800/100
Limetkový, 180 ml, balení 100 ks, 250801/100
Vínově červený, 180 ml, balení 100 ks, 7353/100
Oranžový, 180 ml, balení 100 ks, 7055/100

balení 100 ks

94 Kč

80 Kč

Tray papír pro Norm tácky

Tray papíry jsou vyrobeny z vysoce kvalitního filtračního krepového papíru. Použitý papír je vyráběn ekologickým způsobem bez použití chlóru. Je bezdřevý, vysoce savý a odolný vůči vlhkosti. Vhodný pro použití v autoklávu.

- při sterilizaci párou nedochází ke změně barvy
- v různých barvách
- gramáž celulózy 55 g/m²
- rozměr: 28 x 18 cm



201 Kč

Varianty:

Bílý, balení 250 listů, 143130
Modrý, balení 250 listů, 145988
Žlutý, balení 250 listů, 143150
Zelený, balení 250 listů, 145992
Fialový, balení 250 listů, 250798
Limetkový, balení 250 listů, 250799
Tmavě modrý, balení 250 listů, 302335
Oranžový, balení 250 listů, 302336
Růžový, balení 250 listů, 302337

balení
236 Kč
201 Kč

Ochranný návlek na opěrku hlavy

Ochranné návleky na opěrku hlavy ORBIS jsou ideální ochranou opěrky hlavy ordinčního křesla proti opotřebení a zároveň přinášejí barvu do ordinace. Snadná a rychlá výměna po každém pacientovi. První vrstva se skládá z prémiové celulózy a druhá vrstva z polyethylenu (PE) poskytuje maximální ochranu proti vlhkosti.



1341 Kč

Varianty:

Bílý, 25 x 33 cm, 500 ks, 303527
Tmavě modrý, 25 x 33 cm, 500 ks, 303528
Růžový, 25 x 33 cm, 500 ks, 303529
Světle modrý, 25 x 33 cm, 500 ks, 304030
Fialový, 25 x 33 cm, 500 ks, 304031
Limetkový, 25 x 33 cm, 500 ks, 304033
Mátově zelený, 25 x 33 cm, 500 ks, 304034

balení
1578 Kč
1341 Kč

Sací kanyla

Univerzální kanyly z barevného plastu pro odsávání slin, krve, sekretů a menších pevných látek jakéhokoliv druhu.

- délka 114 mm, uchycení Ø 16 mm
- ergonomický plynulý tvar
- nízká hlučnost
- sterilizovatelná v autoklávu při teplotě do 134 °C

Šedá, balení 10 ks 308811
Fialová, balení 10 ks 308813
Limetková, balení 10 ks 308814
Žlutá, balení 10 ks 308815
Růžová, balení 10 ks 308817
Vínová, balení 10 ks 308818

balení
289 Kč
259 Kč



259 Kč

SMRČEK DENTAL

www.smrcek-dental.cz

ORBI-Touch mycí krém na ruce



Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka nevysychá.

- s vitamínem
- dermatologicky testováno
- hodnota PH 6,5

Láhev s dávkovačem 500 ml, 148239	174 Kč	148 Kč
Euroláhev 500 ml, vhodná pro dávkovač, 182408	174 Kč	148 Kč
Euroláhev 1 l, 239971	299 Kč	254 Kč
Kanýstr 10 l, 148238	1255 Kč	1067 Kč



ORBI-Touch protect ochranný krém



ORBI-Touch protect, krém na ochranu pokožky. Byl vyvinut speciálně pro každodenní péči o ruce. Speciální emulze vody a oleje vytváří na pokožce ochranný film, který ji pomáhá chránit, zejména když jsou při práci ruce mokré.

- osvědčená ochrana
- chrání pokožku před látkami rozpustnými ve vodě
- kondicionér s vitamínem E, glycerinem a včelím voskem
- dermatologicky testováno
- hodnota PH 4,5

Aplikace: Krém ORBI-Touch protect se používá k ochraně pokožky při práci ve vlhku a při nošení rukavic. Kromě ochranné funkce krém ošetřuje i popraskanou a křehkou pokožku.

Tuba 100 ml, 254852	168 Kč	143 Kč
---------------------	---------------	---------------



ORBI-Touch krém na ruce



Krém na ruce s vitamíny a ochranným faktorem. Rychle se vsakuje, neparfémovaný. Dává rukám pocit hebkosti, dlouhotrvající účinek. Vhodný při častém mytí a používání rukavic.

- velmi příjemná konzistence
- rychle se vstřebává
- neutrální, s velmi příjemnou vůní
- není mastný
- emulze oleje a vody
- hodnota PH cca 6,0

Tuba 150 ml, 46444	173 Kč	147 Kč
Euroláhev 500 ml, 226451	419 Kč	356 Kč
Dávkovací pumpička pro láhev 500 ml, 227165	213 Kč	181 Kč



ORBI-Touch balzám na ruce a nehty



ORBI-Touch balzám na ruce a nehty je vysoce kvalitní a vydatný účinný roztok pro všechny typy kůže a nehtů. Působí hydratačně a preventivně působí proti lámání nehtů.

- chrání a pečuje o namáhanou kůži
- navíc posiluje nehty
- rychle se vstřebává
- decentně parfémovaný
- emulze oleje a vody
- hodnota PH cca 6,0

S dávkovačem 100 ml, 227388	207 Kč	176 Kč
-----------------------------	---------------	---------------

ORBI-Touch protect dezinfekce rukou HD+



Druh použití:

Pro aplikaci na pokožku rukou.

Látka nebo indikační skupina:

Dezinfekce rukou připravená k použití, s hydratačním účinkem pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Vezměte prosím na vědomí oblast použití biocidních přípravků!

100 g přípravku obsahuje:

55,8 g ethanol,
10,0 g 1-propanol

Euroláhev 500 ml, 279060	193 Kč	164 Kč
Euroláhev 1 l, 278930	320 Kč	272 Kč
Kanýstr 5 l, 279061	1447 Kč	1230 Kč



ORBI-Touch protect dezinfekce rukou biocidní



Dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou.

Působí proti škodlivým organismům.

Poznámka:

Vezměte prosím na vědomí oblast použití biocidních přípravků!

Euroláhev 500 ml, vhodná pro dávkovač, 241127	206 Kč	175 Kč
---	---------------	---------------



750 Kč



ORBI-Sept dezinfekce odsávacích zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.

Spektrum účinnosti: Baktericidní dle VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, levurocidní (Candida albicans) dle VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. Omezený virucidní účinek (účinný proti obaleným virům jako HBV, HIV, HCV) dle (RKI)/DVV.

Doby působení: Baktericidní a Candida albicans dle VAH/DGHM při dezinfikování soupravy (vysoká zátěž): 2,0% 5 min / 1,0% 60 min • Baktericidní dle EN 13727 a EN 14561 (vysoká zátěž): 3,0% 2 min • Candida albicans dle EN 13624 a EN 14562 (vysoká zátěž): 3,0% 2 min • Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle (RKI)/DVV (se zátěží): 2,0% 2 min

100 g přípravku obsahuje: 7,5 g dimethylthiodiethylammoniumchlorid; 0,6 g benzyldimethyldodecylammoniumchlorid

Láhev 2,5 l, 260252

882 Kč 750 Kč

ORBI-Sept čistič sání

ORBI-Sept čistič sání je nízko pěnivý čistící koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Perfektní doplněk k dezinfekci sacího systému ORBI-Sept dezinfekce sání. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.

- zvláště šetrný k citlivým povrchům
- na bázi kyseliny amidosulfonové (kyselé čistič)
- účinně odstraňuje usazeniny v systému
- bez aldehydů, bez fenolu a bez chlóru
- velmi dobrá materiálová snášenlivost
- rozpouští usazeniny z krve, slin, vodního kamene a pískovacích prostředků

Láhev 2,5 l, 279734

713 Kč 606 Kč



606 Kč



678 Kč



ORBI-Sept dezinfekce otisků

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.

Spektrum účinnosti: Baktericidní (vč. MRSA) dle EN 13727, EN 14561, VAH; levurocidní (Candida albicans) dle EN 13624, EN 14562, VAH; tuberkulocidní (M. terrae) v DGHM testu; omezená virucidita (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI

Doby působení: Bakterie (vč. MRSA) dle VAH, EN 13727, EN 14561 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min • Candida albicans dle VAH, EN 13624, EN 14562 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min; Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle RKI/DVV: koncentrát 1 min (se zátěží) • Tuberkulóza (M. terrae) v suspenzním testu, nízká zátěž: koncentrát 15 min • Noroviry dle EN 14476 (nízká zátěž): koncentrát 30 min • Rotaviry dle BGA/DVV (nízká zátěž): koncentrát 1 min

100 g přípravku obsahuje: 0,24 g benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid; 0,24 g n,n-didecyl-n,n-dimethylammoniumchlorid; 0,24 g C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid; 0,35 g chlorhexidylgluconat

VO 648/2004 / EG: obsahuje <5% kationtových tensidů, parfém

Láhev 2,5 l, 262558

808 Kč 687 Kč

Čistič plivátek

Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.

Spektrum účinnosti: Baktericidní a levurocidní (Candida albicans) dle DIN EN 13697, tuberkulocidní dle DIN EN 14348

Doby působení: Bakterie a Candida albicans dle EN 13697: neředěný: 1 min (nízká zátěž) • Inaktivace tuberkulózy (M. terrae) dle EN 14348: neředěný: 5 min (nízká zátěž)

100 g přípravku obsahuje: 25 g ethanol; 1,0 g bis(3-aminopropyl)dodecylamin

Láhev 750 ml, 193084

375 Kč 319 Kč



319 Kč

Zanechává
povlak proti
nečistotám



ORBI-Sept dezinfekce na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

Spektrum účinnosti: Bakteriocidní (vč. MRSA) dle EN 13727, EN 13697, VAH, EN 16615; levurocidní (Candida albicans) dle EN 13624, EN 13697, VAH, EN 16615; tuberkulocidní (M. terrae) dle EN 14348; omezená virucidita (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV; omezená virucidita PLUS (obalené viry a Adenoviry, Rotaviry a Noroviry) dle DVV a EN 14476.

Doba působení: Bakterie dle EN 13727 a EN 13697 (vysoká zátěž), Candida albicans dle EN 13624 a EN 13697 (vysoká zátěž), inaktivace tuberkulózy (M. terrae) dle EN 14348 (vysoká zátěž), obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle DVV/2012 s vysokou zátěží, Adenoviry dle EN 14476 (vysoká zátěž), Noroviry dle EN 14476 (vysoká zátěž), Rotaviry dle EN 14476 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min

Doba působení pro setření napuštěnými ubrousky: Bakterie a Candida albicans (VAH, verze 02.04.2015; EN 16615, vysoká zátěž): koncentrát 2 min

100 g přípravku obsahuje: 43,0 g ethanol; 8,0 g 1-propanol; 0,055 g didecyldimethylammoniumchlorid.

Upozornění: Nevhodné pro konečnou dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků. Dezinfekční roztok se smí používat pouze k impregnaci látkových materiálů s reakční dobou kompatibilní dle EN 16615.

Cool fresh, láhev 2,5 l, 258143

723 Kč 615 Kč

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy, bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol, např. akrylové sklo.

Spektrum účinnosti: Bakteriocidní (vč. MRSA) dle VAH, EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 16615; levurocidní (Candida albicans) dle VAH, EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 16615; omezená virucidita (účinné proti obaleným virům jako HBV, HIV, HCV), Rotaviry dle RKI/DVV, Noroviry dle EN 14476.

Doby působení: Bakterie dle EN 13727, EN 1276 a EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min • Candida albicans dle EN 13624, EN 1650 a EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min • Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle RKI/DVV s vysokou zátěží: koncentrát 1 min • Rotaviry dle DVV se zátěží: koncentrát 1 min • Noroviry dle EN 14476 (nízká zátěž): koncentrát 30 s

Doby působení pro setření napuštěnými ubrousky: Bakterie a Candida albicans dle metodiky VAH a EN 16615 (vysoká zátěž): koncentrát 2 min • Bakterie a Candida albicans: dle metodiky VAH: koncentrát 5 min (nejkratší doba působení pro povrchové dezinfekční prostředky v seznamu VAH)

100 g přípravku obsahuje: 0,24g benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid; 0,24g n,n-didecyl-n,n-dimethylammoniumchlorid; 0,24g C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

VO 648/2004/EG: obsahuje < 5% kationtové tenzidy, aromatické látky.

Láhev 2,5 l, 258134

699 Kč 594 Kč



ORBI-Sept dezinfekce na povrchy Sensitive

Podle MPG: Rychlý dezinfekční prostředek na alkoholové bázi připravený k použití pro profylaktickou povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu v oblasti zdravotnictví. Podle nařízení o biocidních přípravcích: Rychlá dezinfekce na alkoholové bázi připravená k použití pro dezinfekci malých povrchů odolných vůči alkoholu.

Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Vůně neutrální; bez etanolu (NE); vynikající materiálová kompatibilita, např. s tablety, akrylovým sklem nebo citlivou umělou kůží; výrazně snížený obsah alkoholu se špičkovou účinností; dermatologicky testováno s výsledkem „velmi dobrý“

Spektrum účinnosti a doby expozice: Bakterie podle EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, VAH (vysoké zatížení): koncentrát 1 min. • Candida albicans podle EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615, VAH (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • TbB (Tuberkulóza)-patogeny (M. terrae) a mykobakterie (M. avium) podle EN 14348 (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • „Omezené virucidní“ (obalené viry jako např. HBV, HIV, HCV podle EN 14476, vysoké zatížení): koncentrát 1 min • „Omezený virucidní PLUS“ (obalené viry jako např. HBV, HIV, HCV) a Noro-, Adeno- a Rota-viry podle EN 14476 (nízké zatížení): koncentrát 1 min • Polyoma-viry SV40 (RKI/DVV se zátěží): koncentrát 1 min

100 g přípravku obsahuje: 20,0 g 1-propanol, 5,0 g 2-propanol

Láhev 2,5 l, neutral, 278933

990 Kč 842 Kč

ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky PLUS



Typ aplikace: Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro profylaktickou povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu, jako jsou vyšetřovací jednotky nebo ruční nástroje a úhlové násadce. Nevhodné pro konečnou (terminální) dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Podle nařízení o biocidních přípravcích: Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro dezinfekci malých povrchů odolných vůči alkoholu.

Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

Sáček, 100 ubrousků, 12×20 cm, cool fresh, 283945

179 Kč 152 Kč



ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky bez alkoholu



Podle MPG: Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků.

Podle nařízení o biocidních přípravcích: Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro rychlou dezinfekci povrchů.

Standard – 24 g/m², směs polyester-viskóza, nepouští vlákna

Sáček, 100 vlhčených ubrousků, 12×20 cm, neutral, 300573

120 Kč 102 Kč



ORBI-Sept dezinfekce na povrchy plus

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

Doby působení: Bakterie a Candida albicans (VAH, bez metodiky): koncentrát 30 s, nízká zátěž / koncentrát 1 min, vysoká zátěž • Bakterie a Candida albicans dle EN 13624, EN 13727 (vysoká zátěž): koncentrát 30 s • Bakterie a Candida albicans dle EN 1276, EN 1650 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min • Inaktivace tuberkulózy (dle DGHM), EN 14348: koncentrát 30 s (nízká zátěž) / koncentrát 1 min (vysoká zátěž, EN 14348) • Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle RKI/DVV se zátěží: koncentrát 30 s • Adenoviry (EN 14476): koncentrát 30 s (vysoká zátěž) • Noroviry (EN 14476): koncentrát 1 min (nízká zátěž); • Rotaviry (EN 14476): koncentrát 30 s (vysoká zátěž) • Omezená virucidita PLUS : koncentrát 1 min • Vacciniaviry, Adenoviry a Noroviry v testu nosiče dle DVV 2012: koncentrát 2 min (nízká zátěž).

Doby působení pro setření napuštěnými ubrousky: Bakterie a Candida albicans dle EN 16615, VAH (s metodikou, vysoké zatížení): koncentrát 1 min

100 g přípravku obsahuje: 37,0 g 1-propanol; 24,0 g ethanol; VO 648/2004/EG: vonné látky

Upozornění: Nevhodný pro konečnou dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Láhev 2,5 l, 262560

1169 Kč 994 Kč



994 Kč

705 Kč



ORBI-Sept dezinfekce na povrchy, koncentrát

Dezinfekce a profylaktické čištění povrchů zdravotnických prostředků, bez aldehydu.

Doby působení (pro ponoření do dezinfekce): Bakterie a Candida albicans dle EN 13727, EN 13624, EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrace 0,5% – 15 min • Bakterie a Candida albicans dle VAH, EN 16615 (vysoká zátěž): koncentrace 3,0% – 15 min / koncentrace 1,0% – 60 min • Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI (vysoká zátěž): koncentrace 2,0% – 5 min / koncentrace 1,0% – 60 min • Tuberkulóza (M. terrae) dle EN 14348 (nízká zátěž): koncentrace 1,0% – 60 min

Značení podle VO 648/2004/EG: <5% neiontových tensidů, 5–15% kationtových tensidů

100 g přípravku obsahuje: 5,6 g didecyldimethylammoniumchlorid, 3,1 g n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-propan-1,3-diamin

Upozornění: Dodržujte prosím pravidla pro práci s koncentráty při přípravě dezinfekčních roztoků. Není vhodný pro konečnou dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Láhev 2,5 l, 262556

829 Kč 705 Kč

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně. Není vhodný pro konečnou dezinfekci polokritických a kritických zdravotnických prostředků!

Doby působení: Bakterie dle EN 13727, EN 14561, VAH s vysokou zátěží: 1,5% 15 min / 1,0% 60 min • Candida albicans dle EN 13624, EN 14562 VAH s vysokou zátěží: 1,5% min. 1 min • Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) dle DVV/RK s vysokou zátěží: 1,5% min. 1 min • Tuberkulóza (M. terrae) dle EN 14348, EN 14563, nízká zátěž: 4,0% min. 5 min / 2% min. 60 min

100 g přípravku obsahuje: 4,4 g didecyldimethyl-ammoniumchlorid; 2,75 g n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-propan min.; VO 648/2004/EG: 5–15 % neiontové tensidy, < 5 % kationtové tensidy, < 5 % soli EDTA, vonné látky.

Láhev 2,5 l, 262557

1207 Kč 1026 Kč



1026 Kč

599 Kč



ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.

Spektrum účinnosti: Baktericidní (včetně MRSA) dle EN 13727, EN 14561, VAH • Levurocidní (Candida albicans) dle EN 13624, EN 14562, VAH • Tuberkulocidní (M. terrae) dle EN 14348, EN 14563 • Omezená virucidita (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI.

Doba působení: Bakterie (EN 13727, EN 14561, VAH; vysoká zátěž), Candida albicans (EN 13624, EN 14562, VAH; vysoká zátěž), tuberkulóza (M. terrae) dle EN 14348, EN 14563 (nízká zátěž), obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI (vysoká zátěž): koncentrát 5 min

100 g přípravku obsahuje: 0,396 g didecyldimethylammoniumchlorid; 0,2475 g n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-propan-1,3-diamin

Láhev 2,5 l, 263561

704 Kč 599 Kč



DEZINFEKCE NÁSTROJŮ

ORBI-Sept - dezinfekce nástrojů (262557),
DOBA KONTAKTU: 15 minut
ŘEDĚNÍ: 15 ml na 1 litr vody (1,5%),
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

ORBI-Sept plus (302695)
DOBA KONTAKTU: 15 minut
ŘEDĚNÍ: 30 ml na 1 litr vody (3%)
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN



DEZINFEKCE VRTÁČKŮ

ORBI-Sept - dezinfekce vrtáčků (269561)
DOBA KONTAKTU: 5 minut
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ, VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN



DEZINFEKCE PLOCH - ROZTOK - KONCENTRÁT

ORBI-Sept - dezinfekce na povrchy s alkoholem (262556)
DOBA KONTAKTU: 5 minut
ROZTOK: ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)



DEZINFEKCE PLOCH - UBROUSKY

ORBI-Sept Wet Wipes - s alkoholem (283945), **bez alkoholu** (300573 / 256449)
DOBA KONTAKTU: 1 minutu
UBROUSKY PŘÍMO K POUŽITÍ



DEZINFEKCE PLOCH - POSTŘIKEM

ORBI-Sept postřiková dezinfekce s alkoholem (258143 / 258144),
DOBA KONTAKTU: 1 minutu
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ

ORBI-Sept postřiková dezinfekce bez alkoholu (258134)
DOBA KONTAKTU: 5 minut
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ



DEZINFEKCE OTISKŮ

ORBI-Sept - dezinfekce otisků (262558)
DOBA KONTAKTU: 1 MINUTU
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ



DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ SACÍHO SYSTÉMU

ORBI-Sept (260252)
KAŽDÝ DEN, DOBA KONTAKTU: 5 minut
ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)

ORBI-Sept (279734)
1-2 x TÝDNĚ, DOBA APLIKACE: 1-2 h
ŘEDĚNÍ: 100 ml na 2 litry vody (5%)



MYTÍ RUKOU

ORBI-Touch mycí krém
DOBA KONTAKTU: 30 sekund
OMÝVEJTE PO DOBU 30 sekund



DEZINFEKCE RUKOU

ORBI-Touch protect dezinfekce rukou
DOBA KONTAKTU: 30 sekund
VTÍREJTE PO dobu 30 sekund, NEOPLACHUJTE



KaVo ProXam 3D

**Minimální dávka záření,
maximální kvalita**

- trojrozměrné maxilofaciální zobrazování na nejvyšší úrovni
- četné doplňkové programy 2D

NOVINKA

**SHOWROOM BRNO
PŘIJĎTE VYZKOUŠET!**

Pro další informace a cenu kontaktujte svého obchodního zástupce.

Plná
digitální
integrace se
softwarem
ROMEXIS



KaVo ProXam iS

Digitální intraorální RTG senzory

- zjednodušený pracovní postup
- spolehlivé a vysoce kvalitní výsledné snímky
- malé rozměry a design přívětivý pro pacienty



KaVo ProXam iX

Prémiový intraorální RTG

- vynikající snímky s vysokým rozlišením
- přesná geometrie a zobrazení snímků bez zkreslení
- varianty s různými délkami nosných ramen

KaVo Primus 1058 Life

Základní konfigurace mimo jiné obsahuje:

- 3F stříkačka
- vzduchová pozice včetně rychlospojky KaVo
- motorová pozice včetně bezuhlíkového motoru KaVo
- velká a malá savka na straně sestry
- dvojitý tácek NORMtray
- příprava pro mokré sání
- LED operační světlo

Speciální Nabídka

Již **450.000**
od **Kč včetně DPH**



Zobrazená souprava obsahuje prvky výbavy které nejsou součástí této akce

NOVINKA

DXP
CLAVE



Nejvýkonnější ve své třídě

DXPclave nabízí nejnovější a nejefektivnější parní technologii pro pohodlnou práci a nejlepší výsledky každého profesionála. Je tichý a uživatelsky příznivý, vyniká zejména kapacitou, vzhledem, spolehlivostí a efektivitou.

Další informace o autoklávu naleznete na:
www.smrcek-dental.cz/dxpclave

Objednací kniha pacientů 2024

K objednávce v hodnotě nad 7 000 Kč obdržíte
objednací knihu **za 1 Kč**.

Při objednávce v celkové hodnotě nad 5 000 Kč
můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 159 Kč.

Běžná cena
299 Kč



SMRČEK DENTAL
TO NEJLÉPŠÍ PRO VAŠI ORDINACI

Smrček Z-CON, s.r.o.
Herčíkova 2480/10
612 00 Brno

IČO: 25304461
DIČ: CZ25304461
Firma je zapsána u KS v Brně,
oddíl C, vložka 23678

Kancelář Brno: **541 244 575**
Kancelář Dobříš: **731 597 894**
Servis Brno: **541 244 574**

info@smrcek-dental.cz
www.smrcek-dental.cz

Obchodní zástupci

BRNO A OKOLÍ	Denisa Klasová	+420 777 595 892	klasova@smrcek-dental.cz
JIŽNÍ MORAVA, VYSOČINA	Veronika Sobotková	+420 604 109 709	sobotkova.dental@seznam.cz
OSTRAVA	Renata Chamrádová	+420 603 740 071	chamradova@smrcek-dental.cz
OSTRAVA	Radim Letocha	+420 603 238 012	letocha@smrcek-dental.cz
STŘEDNÍ MORAVA	Ingrid Šupinová	+420 734 332 892	i.supinova@seznam.cz
STŘEDNÍ MORAVA	Jiří Suchánek	+420 777 820 330	suchanekj@tiscali.cz
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY	Radek Singer	+420 777 316 171	shsinger@seznam.cz
SEVERNÍ ČECHY	Monika Blechová	+420 608 171 192	monika_blechova@seznam.cz
PRAHA A OKOLÍ	Marcela Brzová	+420 603 858 880	m.brzova@seznam.cz
PRAHA A OKOLÍ	Michal Moravec	+420 739 087 084	moravec.mi@seznam.cz
PLZEŇ A OKOLÍ	Jana Weishäuplová	+420 773 572 873	janaweishauplova@seznam.cz

Produktoví specialisté

MEDIN / CHIROMEGA	Ing. Josef Marek	+420 739 322 930	marek@smrcek-dental.cz
DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ A PŘÍSTROJE	Roman Smrček	+420 604 272 094	vedeni@smrcek-dental.cz

TENTO MATERIÁL A INFORMACE V NĚM JSOU URČENY POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ.



Více informací o uvedených produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.

Akční leták Vychytávky platí od 9.10. do 22.12. 2023 nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceny u některých značek a výrobců jsou časově omezené dle informací uvedených v letáku. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Tento leták je pouze reklamním sdělením a nejedná se o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Použité fotografie mohou být ilustrační. Tiskové chyby, změny cen, vyobrazení a technických parametrů v tomto letáku vyhrazeny.

VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE: