

D₁

Dental Materials / Materiały stomatologiczne





Gutta percha and paper points / Ćwieki gutaperkowe i papierowe

Made in Korea



Gutta percha points / Ćwieki gutaperkowe
Comply with ISO 6877 Standard / Zgodne z ISO 6877
Paper points / Ćwieki papierowe
Comply with ISO 7551 Standard / Zgodne z ISO 7551

Color code according to ISO Standard / Kodowanie kolorem ISO					
○ 15	● 20	● 25	● 30	● 35	● 40
45	50	55	60	70	80
90	100	110	120	130	140

**Gutta percha points
Ćwieki gutaperkowe**



ISO #	.02 taper odchodzeniu .02	.04 taper odchodzeniu .04	.06 taper odchodzeniu .06
10	DR.1502.10	x	x
15	DR.1502.15	DR.1510.15	DR.1515.15
20	DR.1502.20	DR.1510.20	DR.1515.20
25	DR.1502.25	DR.1510.25	DR.1515.25
30	DR.1502.30	DR.1510.30	DR.1515.30
35	DR.1502.35	DR.1510.35	DR.1515.35
40	DR.1502.40	DR.1510.40	DR.1515.40
45	DR.1502.45	DR.1510.45	DR.1515.45
50	DR.1502.50	x	x
55	DR.1502.55	x	x
60	DR.1502.60	x	x
70	DR.1502.70	x	x
80	DR.1502.80	x	x
	Assorted /Asortyment		
15 - 40	DR.1501.00	DR.1510.00	DR.1515.00
45 - 80	DR.1501.01	x	x
	Pack of 120 pieces / Opak. zawiera 120 szt.	Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.	Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.



DR.1500.00
ISO Ø 15 - 80
Assorted / Asortyment

Pack of 240 pieces
Opak. zawiera 240 szt.

**Paper points
Ćwieki papierowe**



ISO #	.02 taper odchodzeniu .02	.04 taper odchodzeniu .04	.06 taper odchodzeniu .06
10	DR.1552.10	x	x
15	DR.1552.15	DR.1560.15	DR.1565.15
20	DR.1552.20	DR.1560.20	DR.1565.20
25	DR.1552.25	DR.1560.25	DR.1565.25
30	DR.1552.30	DR.1560.30	DR.1565.30
35	DR.1552.35	DR.1560.35	DR.1565.35
40	DR.1552.40	DR.1560.40	DR.1565.40
45	DR.1552.45	DR.1560.45	DR.1565.45
50	DR.1552.50	x	x
55	DR.1552.55	x	x
60	DR.1552.60	x	x
70	DR.1552.70	x	x
80	DR.1552.80	x	x
	Assorted /Asortyment		
15 - 40	DR.1551.00	DR.1560.00	DR.1565.00
45 - 80	DR.1551.01	x	x
	Pack of 200 pieces / Opak. zawiera 200 szt.	Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.	Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.



DR.1550.00
ISO Ø 15 - 80
Assorted / Asortyment

Pack of 400 pieces
Opak. zawiera 400 szt.



ProOne Gutta Percha points
ProOne Ćwieki gutaperkowe



ISO #	Ref #
F1	DR.1531.20
F2	DR.1531.25
F3	DR.1531.30
Assorted /Asortyment	
F1-F2-F3	DR.1531.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.

ProOne Paper points
ProOne Ćwieki papierowe



ISO #	Ref #
F1	DR.1581.20
F2	DR.1581.25
F3	DR.1581.30
Assorted /Asortyment	
F1-F2-F3	DR.1581.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

ProNext Gutta Percha points
ProNext Ćwieki gutaperkowe



ISO #	Ref #
X1	DR.1532.01
X2	DR.1532.02
X3	DR.1532.03
Assorted /Asortyment	
X1-X2-X3	DR.1532.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.


ProNext Paper points
ProNext Ćwieki papierowe



ISO #	Ref #
X1	DR.1582.01
X2	DR.1582.02
X3	DR.1582.03
Assorted /Asortyment	
X1-X2-X3	DR.1582.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 100 szt.

Reciproc Gutta Percha points
Reciproc Ćwieki gutaperkowe



ISO #	Ref #
R25	DR.1530.25
R40	DR.1530.40
R50	DR.1530.50
Assorted /Asortyment	
R25-R40-R50	DR.1530.00

Pack of 60 pieces / Opak. zawiera 60 szt.

Reciproc Paper points
Reciproc Ćwieki papierowe



ISO #	Ref #
R25	DR.1580.25
R40	DR.1580.40
R50	DR.1580.50
Assorted /Asortyment	
R25-R40-R50	DR.1580.00

Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.



Alginate / Alginaty



DI.1000.01
453g

Kromopan

- The first ever alginate with a chromatic phase indicator(Lascod patent) Purple/Pink/White
- Class A type 1
- Easy to Mix
- Tixotropic
- Extra-fast in-mouth minimum setting time 30"
- High accuracy: 20 micron
- Long dimensional stability (168 hours)
- Compatible with alginate impression disinfectant
- Mint flavor
- Dust free

Characteristics

A chromatic alginate with long dimensional stability specifically studied for all those application where a longer working time is essential. Kromopan can be used for the preparation of:

- mobile prosthesis
- removable and fixed prostheses antagonist
- preliminary models
- study models

Masa alginatowa Kromopan firmy Lascod jest masą alginatową z chromatycznym wskaźnikiem fazy. Masa alginatowa Kromopan, jest stosowana nawet przez najbardziej wymagających specjalistów.

Chromatyczny wskaźnik fazy w masie alginatowej Kromopan : kolor fioletowy (czas mieszania), kolor różowy (nakładanie na łyżkę wyciskowa), kolor biały (umieszczenie w jamie ustnej pacjenta).

Czas wiązania masy Kromopan Lascod w ustach pacjenta to: 1 minuta.

Model wykonany z Kromopanu zachowuje idealne parametry nawet do 100 godzin (w przypadku przechowywania pobranego wycisku w zamkniętej torbie). Nie należy trzymać wycisku na powietrzu ani w wodzie.



DI.1000.09
450g

Alginor ortho

- Orthodontic specific alginate with a chromatic phase indicator Purple/Pink/Green
- High elasticity
- Class A type 1 alginate
- Easy to Mix
- Tixotropic
- Extra-fast in-mouth minimum setting time 30"
- High accuracy: 20 micron
- Long dimensional stability (above 168 hours)
- Compatible with alginate impression disinfectant
- Mint flavor
- Dust free
- 5 years of expiry date

Characteristics

An orthodontic chromatic alginate with high elasticity and resistance to tear for accurate impressions with heavy undercuts and brackets. Alginor-Ortho can be used for the preparation of:

- preliminary models
- study models
- orthodontic master models

Masa ALGINOR-ORTHO

Waga 450 g
Alginor-Ortho firmy LASCOD to szybko wiążąca masa wyciskowa. Należy do grupy hydrokolidowych mas alginatowych. Wyróżnia się dużą wytrzymałością i elastycznością. Doskonale sprawdza się podczas pobierania wycisków ortodontycznych oraz w przypadku dużych podcieni. Dodatkową zaletą jest stabilność kształtu utrzymująca się do 100 godzin (ponad 4 dni) od pobrania wycisku. Masa ma znaczny chromatyczny, dzięki któremu można w prosty sposób kontrolować stopień jej utwardzenia.

Cechy produktu:

ziarnistość: 20 µ,
elastyczna odwracalność odształcenia: 96,2%,
stabilność przestrzenna: 100 godz.
Zaleca się przechowywanie preparatu w oryginalnym opakowaniu zamkniętym za pomocą klamry.
Czas na przygotowanie: 1 min. 45 sek.
Czas mieszania: 45 sek.
Mieszanie mechaniczne: 10-15 sek.
Opakowanie zawiera 450 g proszku. Objętość netto po wymieszaniu: 1250 ml

Articulating papers / Kalki artykulacyjne



Horseshoe, Red-Blue
Podkowiasta, niebiesko- czerwona



PP002/0004
71 microns
o grubości 71 mikronów
6 x 12 sheet / 6 x 12 kartek

Red-Blue
Niebiesko-czerwona
PP002/0005
63 microns
o grubości 63 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska
PP002/0006
71 microns
o grubości 71 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska
PP002/0007
79 microns
o grubości 79 mikronów
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



**Mouthwash tablets
Tabletki do płukania jamy ustnej**



Pack of 1000 pieces / Opak. 1000 szt.
PP010/0043 Thymol / tymol
PP010/0044 Mint / miętowe
PP010/0045 Orange / pomarańczowe

A mildly antiseptic mouth gargle and mouth rinse for use after and during dental treatment

Środek antyseptyczny do płukania jamy ustnej stosowany w trakcie i po leczeniu.

Gingival retraction cords / Nici retrakcyjne

Polyester-polyamide, impregnated with aluminium chloride
Poliestrowo-poliamidowe, nasączone chlorkiem glinu

254cm Length / Długość



Made in Korea



Code / Kod **Size / Rozmiar**

DI.1200.00	000
DI.1200.01	00
DI.1200.02	0
DI.1200.03	1
DI.1200.04	2



Amalgam alloy / Amalgamat

A single phased, atomised alloy containing reduced mercury. Self activating capsules comprising of a mixture of atomised and irregular shaped particles with regular speed set. Metal composition 40% Silver, 31% Tin and 29% Copper.



PerfectAlloy No. 1

PP010/0061
50 Capsules
50 Kapsulek

PerfectAlloy No. 2

PP010/0062
50 Capsules
50 Kapsulek

PerfectAlloy No. 3

PP010/0063
50 Capsules
50 Kapsulek



Ag 40%, Sn 31%, Cu 29%

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml
Strzykawką 2 ml + zestaw aplikatorów

DR.2000.02 10ml
Strzykawką 10 ml + dozownik, łącznik, zestaw aplikatorów

DR.2000.03 50ml
Strzykawką 50 ml + zestaw dozowników, łącznik, zestaw aplikatorów



Whitening Toothpaste
Wybielająca pasta do zębów **Opalescence**



DH.3000.12 133g Fluoride Cool Mint
DH.3000.13 29g Z fluorem smak miętowy

Prophylaxis pastes
Pasty polerskie



250 g

PP010/0001 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0002 Medium Orange / Standardowa pomarańczowa
PP010/0046 Coarse Mint / Ostra miętowa
PP010/0047 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Temporary filling material / Wypełnienia tymczasowe

Samotwardniejący materiał dentystyczny w postaci pasty do tymczasowego wypełniania ubytków zębowych (fleczer).

Zalety

- szczelnie wypełnia ubytki
- jest łatwy do usunięcia z ubytków zębowych
- zawiera środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne
- oszczędza czas i pracę personelu
- eliminuje pracochłonne mieszanie na płytce



DR.1600.05

10g

Prophylaxis pastes fluoride free
Pasty polerskie bez fluoru



250 g

PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Prophy paste cup
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

Komposite Unidose gun dispenser
Podajnik do materiałów w kapsułkach

 Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



FP-NOVOINC-150

Unidose dispenser is designed to be used to deliver composite resin restoratives and cements from unit dose tips to tooth preparations



GC MI Paste Plus
Tabletki do płukania jamy ustnej



Code / Kod	Taste / Smak
DH.3501.01	Melon / Melon
DH.3501.02	Mint / Mięta
DH.3501.03	Strawberry / Truskawka
DH.3501.04	Tutti frutti / Tutti frutti
DH.3501.05	Vanila / Wanilia

GC Tooth Mousse
GC Tabletki do płukania jamy ustnej



Code / Kod	Taste / Smak
DH.3500.01	Melon / Melon
DH.3500.02	Mint / Mięta
DH.3500.03	Strawberry / Truskawka
DH.3500.04	Tutti frutti / Tutti frutti
DH.3500.05	Vanila / Wanilia

Interdental transparent wedges
Kliny międzyzębowe

Pack of 100 pieces / Opak. zawiera 100 szt.



Code / Kod	Size / Rozmiar
20-1091	Ultra-Slim / Bardzo wąskie
20-1092	Slim / Wąskie
20-1093	Medium / Średnie
20-1094	Large / Szerokie



Polyester tooth forms
Formówka Białostocka



Białostocka polyester tooth forms front (1-3) 160 pcs
Formówka Białostocka kształtów zębów przednich (1-3) 160 sztuk

Dental modeling wax / Wosk modelowy



DL.2000.03
Hard / Twardy
500g

Wosk modelowy w postaci płyt barwy ciemnoróżowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.



DL.2000.04
Soft / Miękki
500g

Wosk modelowy w postaci płyt barwy jasnoróżowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.



DL.2000.05
Hard S / Twardy S
500g

Wosk modelowy w postaci płyt barwy różowej. Pojedyncza płyta służy do stosowania u jednego pacjenta.



Dental Materials

Materiały stomatologiczne

Professional prophylaxis paste Pasty polerskie



DH.5000.01
35g

Paste for cleansing crown and neck of a tooth; should be applied with prophylaxis brush or rubber polishing tips, in order to remove stains, dental plaque and debris as an alternative of sandblasting.

Professional prophylaxis paste Pasty polerskie



DH.5000.02
35g

Paste for polishing crown and neck of a tooth, mainly after manual or ultrasonic scaling and f or polishing amalgam fillings by using rubber or silicone polishing tips. It is recommended to cleanse teeth with CHEMA POLISH I paste before polishing

Agatos S fast setting phosphate cement Agatos S cement fosforanowy szybkowiązący



Code / Kod	Shade / Numer barwy
DI.1801.02	No 2 white yellow / Nr 2 barwa białozółtawa
DI.1801.03	No 3 yellow / Nr 3 barwa żółtawa

Unit package contains:
A jar with powder (30 g),
Bottle with liquid (18 g) equipped with medicine dropper
Plastic spoon for powder

AGATOS S is intended mainly for cementing crowns, bridges, posts and cores as well as a thin or thick lining layer. It can be also used as a root canal filling material especially before apicoectomy.

The cement causes tight closure of an apical foramen of tooth. In case of root canal filling it should be noted that the cement is very hard and it might be difficult to remove it when necessary.

Agatos S slow setting phosphate cement Agatos W cement fosforanowy wolnowiązący



Code / Kod	Shade / Numer barwy
DI.1802.02	No 2 white yellow / Nr 2 barwa białozółtawa
DI.1802.03	No 3 yellow / Nr 3 barwa żółtawa

Unit package contains:
A jar with powder (30 g),
Bottle with liquid (18 g) equipped with medicine dropper
Plastic spoon for powder

AGATOS W is intended mainly for cementing crowns, bridges, posts and cores. It is also advised as a temporary filling in deciduous teeth. In case of deep decay it is recommended to place a liner between cement and dentine (calcium hydroxide-based formulation).

It can be also used as a root canal filling material especially before apicoectomy. The cement causes tight closure of an apical foramen of tooth.

Chemadent G-J-O



Unit package contains:
A jar with powder (30 g),
Bottle with liquid (18 g) equipped with medicine dropper
Plastic spoon for powder

AGATOS S is intended mainly for cementing crowns, bridges, posts and cores as well as a thin or thick lining layer. It can be also used as a root canal filling material especially before apicoectomy.

The cement causes tight closure of an apical foramen of tooth. In case of root canal filling it should be noted that the cement is very hard and it might be difficult to remove it when necessary.

Temporary filling material / Wypełnienia tymczasowe

Preparation for temporary filling in vital teeth. It is also suitable where exerting pressure on the bottom of cavity is not recommended.
Plastic container with 10 g of material.



DR.1610.01 10g



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01